

Preparat do czyszczenia drewnianych mebli

written by Ewa Kozioł

Drewniane meble są piękne i trwałe jeśli odpowiednio się o nie dba. Jeśli masz drewniane meble to z pewnością wiesz, czy są lakierowane, czy olejowane (lakier jest błyszczący i śliski zaś olej dość matowy i ciężko się go przeciera).

Zawsze zrób małą próbę na meblu w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić, czy naturalny środek nie uszkodzi powłoki, zresztą to samo musisz robić z komercyjnymi specyfikami. Teraz kilka przepisów:

Naturalny preparat do mebli lakierowanych

Do mycia drewnianych mebli i usunięcia starych nabłyszczaczy i kurzu potrzebujesz pół litra wody i jedną torebkę czarnej herbaty. Do garnka wlej wodę i wrzuć torebkę, wszystko doprowadź do wrzenia, następnie ostudź. Czystą, miękką szmatkę zamocz w wywarze, a następnie dobrze wyciśnij, przetrzyj mebel i wytrzyj go do sucha.

Preparat do polerowania mebli lakierowanych

Potrzebujesz 50 ml octu spirytusowego i 150 ml oliwy z oliwek (brzmi jak dressing sałatkowy) mieszamy uzyskamy gęsty biały płyn, nakładamy na mebel używając kolistych ruchów.

Preparat do mebli olejowanych

Tych mebli nie moczymy wodą! Po prostu przetrzyj je szmatką z mikrofiby usuń kurz, a następnie kolistymi ruchami wetrzyj w nie ostudzony wcześniej olej lniany, który uprzednio należy podgrzać do wysokiej temperatury. Możesz użyć oleju tekowego

lub innego oleju rekomendowanego przez producenta mebli.

Preparat do mebli woskowanych

Podobnie jak z meblami olejowanymi nigdy ich nie mocz. Przetrzyj na sucho a następnie kolistymi ruchami wetrzyj w nie naturalny wosk do mebli (1 część stopionego wosku, wymieszany z 3 częściami oliwy z oliwek np. z wytłoczyn, lub innym tanim olejem jadalnym).

[rev_slider czystydom]